

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mipepモノクローナル抗体 - Q99797

商品番号: CM0006547

前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのMIPEPウサギモノクローナル抗体。ミトコンドリア中間ペプチダーゼ（Q99797）を標的とし、ミトコンドリアタンパク質処理および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIPEP Rabbit mAb
備考/別名	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4285
免疫原	ヒト MIPEP (NP_005923.3) のアミノ酸511-713に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99797
タンパク質分子量	81kDa
配送	氷袋