

Wb、Elisa用 Anti-Mipep ウサギポリクローナル抗体 - Q99797

商品番号: CM0013367

前書き

WBおよびELISAで検証済みのMIPePウサギpAb。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。ミトコンドリア中間ペプチダーゼ（81 kDa）を標的とし、ミトコンドリアタンパク質プロセッシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIPeP ウサギ pAb
備考/別名	MIP; HMIP; COXPD31; MIPeP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4285
GeneID	4285
免疫原	ヒトMIPeP (NP_005923.2) のアミノ酸511-713に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99797
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ