

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Mitd1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wv92

商品番号: CM0023949



前書き

ヒトMITD1に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。細胞質分裂および切断に関与する29 kDaのタンパク質を検出。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MITD1 ウサギ pAb
備考/別名	MITD1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	129531
遺伝子ID	129531
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WV92
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ