


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mitfモノクローナル抗体 - O75030

商品番号: CM0007243



前書き

ヒトMITFを標的とするウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。MITFは、メラノサイトの生存、分化、および色素沈着遺伝子発現を調節する主要な転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MITF ウサギ mAb
備考/別名	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4286
GeneID	4286
免疫原	ヒトMITF (NP_001341533.1) のアミノ酸402-526に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75030
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ