


WbおよびElisa用抗Mitfウサギポリクローナル抗体 - O75030

商品番号: CM0013778



前書き

ヒトMITF（小眼球症関連転写因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応します。MITFは、メラノサイトの生存、分化、メラノソーム生合成を制御する重要な因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MITFウサギpAb
注記/別名	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4286
遺伝子ID	4286
免疫原	ヒトMITFのアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_937801.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75030
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ