

抗ミトフィリンモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - Q16891

商品番号: CM0006513

前書き

ヒトMitofilin（MIC60）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC、IP、ELISAに対応し、ミトコンドリアクリステ形態やMICOS複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mitofilin ウサギmAb
備考/別名	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilin
対象種	ヒト
遺伝子ID	10989
免疫原	ヒトMitofilin（NP_006830.2）のアミノ酸65～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16891
タンパク質分子量	84 kDa
発送方法	氷袋梱包