

Wb、If/Icc、Elisa用 抗ミトフシン-1/Mfn1 ポリクローナル抗体 - Q8Iwa4

商品番号: CM0025574



前書き

ミトコンドリア融合に必須なミトコンドリア外膜GTPaseであるヒトミトフシン-1 (MFN1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリアダイナミクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミトフシン-1/MFN1 ウサギ pAb
備考/別名	hfzo1; hfzo2; ミトフシン-1/MFN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55669
遺伝子ID	55669
免疫原	ヒトミトフシン-1/MFN1 (NP_284941.2) のアミノ酸622-741に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IWA4
タンパク質分子量	84kDa
輸送	保冷バッグ