

Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwa4

商品番号: CM0004395



前書き

ヒトMitofusin-1

(MFN1)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。84 kDaのタンパク質を検出し、ミトコンドリアのダイナミクスおよび融合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mitofusin-1/MFN1 Rabbit mAb
備考/別名	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55669
GeneID	55669
免疫原	ヒトMitofusin-1/MFN1 (NP_284941.2) のアミノ酸642-741領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IWA4
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋