


抗ミトフュージン2（Mfn2）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - O95140

商品番号: CM0018424



前書き

ヒトMitofusin

2（MFN2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリアのダイナミクス、融合、代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミトフュージン2 ウサギpAb
別名	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; ミトフュージン2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9927
遺伝子ID	9927
免疫原	合成ペプチド：ヒト・ミトフュージン2（NP_055689.1）のアミノ酸70～260領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95140
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	氷袋梱包