

Anti-Mki67 Rabbit Polyclonal Antibody For If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

商品番号: CM0031077

前書き

マウスKi-67（Mki67）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応します。体外診断（IVD）用途における細胞増殖および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mki67 Rabbit pAb
備考/別名	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	17345
免疫原	マウスMki67（NP_001074586.2）のアミノ酸1816-2163領域内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	E9PVX6
タンパク質分子量	350kDa
配送	アイスバッグ