

WbおよびElisa用抗Mkksウサギポリクローナル抗体 - Q9Npj1

商品番号: CM0021403

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のヒトMKKS（BBS6）に対するウサギポリクローナル抗体。BBSomeの構築および繊毛形成に関与する62 kDaの分子シャペロンを認識します。ヒトサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MKKSウサギpAb
備考／別名	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8195
遺伝子ID	8195
免疫原	ヒトMKKS（NP_740754.1）の221～570アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NPJ1
タンパク質分子量	62 kDa
配送	保冷バッグ