


Wb、Elisa用抗Mk、L1ポリクローナル抗体 - Q969V6

商品番号: CM0018318



前書き

ヒトMKL1 (MRTF-A, MAL)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞骨格遺伝子制御、細胞移動、およびSRF介在性転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKL1 Rabbit pAb
備考/別名	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57591
遺伝子ID	57591
免疫原	組換えタンパク質；ヒトMKL1 (NP_065882.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969V6
タンパク質分子量	99kDa
配送	アイスパック