

Anti-Mkl2 (Mrtfb) ウサギポリクローナル抗体 For Wb & Elisa - Q9Ulh7

商品番号: CM0016867

前書き

組換えヒトMKL2 (MRTFB)
に対して作製されたウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（118 kDa）およびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。SRF共活性化および筋発達に関する研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKL2 Rabbit pAb
備考/別名	MKL2; MRTF-B; NPD001
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57496
GeneID	57496
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMKL2 (NP_054767.3) のアミノ酸170-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULH7
タンパク質分子量	118kDa
発送	アイスパック