


WbおよびElisa用 抗Mkln1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9UL63

商品番号: CM0018438



前書き

ヒトMKLN1（Muskelin、TWA2）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスとの交差反応性があります。CTLH複合体、細胞伸展、THBS1シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKLN1 ウサギ pAb
備考/別名	TWA2; MKLN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4289
遺伝子ID	4289
免疫原	ヒトMKLN1（NP_037387.2）のアミノ酸436-735に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UL63
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ