


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mknk1ポリクローナル抗体 - Q9Bub5

商品番号: CM0024320



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのMKNK1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMKNK1を検出。ストレスおよびサイトカイン応答においてEIF4Eのリン酸化を介して翻訳を調節するキナーゼ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKNK1 ウサギ pAb
備考/別名	MNK1; MKNK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8569
免疫原	ヒトMKNK1 (NP_003675.2) のアミノ酸374-465に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUB5
タンパク質分子量	51 kDa
発送	保冷バッグ