

抗Mkp1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P28562

商品番号: CM0023303



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの抗MKP1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMKP1を検出します。アミノ酸267-367の組み換え免疫原を使用。MAPキナーゼシグナル伝達およびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKP1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10
種	ヒト
遺伝子ID	1843
免疫原	ヒトMKP1（NP_004408.1）のアミノ酸267-367の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28562
タンパク質重量	39kDa
配送	アイスパック