

Wb、Elisa用 抗Mkp1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P28563

商品番号: CM0021745

前書き

マウスMKP1 (DUSP1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。MKP1は核内に局在する二重特異性ホスファターゼであり、ERK2を脱リン酸化して減数分裂細胞周期を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKP1 ウサギ pAb
備考/別名	erp, MKP1, mkp-1, 3CH134, Ptpn16
種	マウス
GeneID	19252
免疫原	マウスMKP1 (NP_038670.1) のアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28563
タンパク質分子量	39kDa
輸送	アイスバッグ