

Anti-Mkrn3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13064

商品番号: CM0023240

前書き

MKRN3 Rabbit pAbは、ヒトMKRN3 E3ユビキチンリガーゼを認識するウサギ由来のポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAで検証されており、ヒトおよびマウスと交差反応します。思春期のタイミングおよびユビキチン化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKRN3 Rabbit pAb
備考/別名	CPPB2; D15S9; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7681
GeneID	7681
免疫原	ヒトMKRN3 (NP_005655.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13064
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック