

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mks1ポリクローナル抗体 - Q9Nxb0

商品番号: CM0030509

前書き

MKS1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。65 kDaのタンパク質です。繊毛および線毛症の研究に最適です。 - Q9NXB0

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MKS1 Rabbit pAb
別名	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54903
GeneID	54903
免疫原	ヒトMKS1 (NP_060247.2) のアミノ酸150-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXB0
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	保冷剤