

Wb、Elisa用抗Mldモノクローナル抗体 - O15121

商品番号: CM0003347

前書き

ヒトスフィンゴ脂質デルタ(4)-デサチュラーゼDES1 (MLD/DEGS1)を標的とするウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。脂質代謝および白質ジストロフィー研究に最適。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLD ウサギ mAb
備考/別名	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8560
免疫原	ヒトMLDのアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003667.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15121
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ