


Wb、If/Icc、Elisa用抗Mlf1ポリクローナル抗体 - P58340

商品番号: CM0028752



前書き

ウサギ由来抗MLF1ポリクローナル抗体で、WB、IF/I CC、ELISAに対応し、ヒトおよびマウスのMLF1を認識します。MLF1は造血系統の運命決定、細胞周期、分化を制御しており、白血病や発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLF1 ウサギpAb
備考/別名	MLF1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4291
GeneID	4291
免疫原	ヒトMLF1 (NP_071888.1) のアミノ酸1-268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P58340
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋