


抗Mlf1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P58340

商品番号: CM0013101



前書き

ヒトMLF1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示します。造血分化、細胞周期調節、転写因子機能における骨髄性白血病因子1の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MLF1 Rabbit pAb
別名	MLF1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4291
GeneID	4291
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMLF1（NP_071888.1）のアミノ酸1-268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58340
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤