

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mlf2ポリクローナル抗体 - Q15773

商品番号: CM0016335

前書き

ヒトMLF2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのMLF2を検出します。白血病および細胞生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLF2ウサギpAb
備考／別名	NTN4; MLF2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8079
GeneID	8079
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMLF2（NP_005430.1）のアミノ酸1〜65に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15773
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ