


Wb、Elisa用抗Mlh1モノクローナル抗体（Koバリデート済） - P40692

商品番号: CM0007159



前書き

ヒトDNAミスマッチ修復タンパク質Mlh1（MLH1）に対するKOバリデート済マウスモノクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。大腸がん研究に関わる重要なMMR構成要素を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデート済] MLH1 マウスmAb
別名	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1; H1
由来種	マウス
GeneID	4292
免疫原	ヒトMLH1組換えタンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P40692
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷剤