

Wb、Elisa用抗Mlh3モノクローナル抗体 - Q9Uhc1

商品番号: CM0004492

前書き

ヒトMLH3（DNAミスマッチ修復タンパク質Mlh3）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応性を示します。DNA修復および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLH3 ウサギmAb
備考/別名	HNPC7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27030
GeneID	27030
免疫原	ヒトMLH3 (NP_001035197.1) のアミノ酸1190～1389に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHC1
タンパク質分子量	164kDa
輸送方法	保冷剤