

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mlkl モノクローナル抗体 - Q8Nb16

商品番号: CM0010885



前書き

ヒトMLKLに対するマウスモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。54 kDaのネクロトーシス媒介因子であるヒトおよびマウスMLKLを検出します。細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] MLKL マウス mAb
備考/別名	hMLKL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	197259
GeneID	197259
免疫原	合成ペプチド：ヒトMLKL由来の合成ペプチド。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NB16
タンパク質分子量	54 kDa
配送方法	保冷バッグ