

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Mlklウサギモノクローナル抗体 - Q8Nb16

商品番号: CM0011895



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISA用のヒトMLKL (hMLKL) に対するウサギモノクローナル抗体です。マウスと交差反応します。ネクロプトーシスおよびプログラム細胞死研究に最適です。タンパク質分子量は54kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLKL ウサギmAb
備考/別名	hMLKL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	197259
GeneID	197259
免疫原	ヒトMLKL (NP_689862.1) のアミノ酸369～471番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NB16
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤