


抗Mlklウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - Q9D2Y4

商品番号: CM0026889



前書き

マウスMLKL（mixed lineage kinase domain-like protein / 混合系列キナーゼドメイン様タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAの各アプリケーションで妥当性確認済みです。ヒトMLKLと交差反応します。ネクロプトーシスおよび細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLKL Rabbit pAb
別名	9130019I15Rik; MLKL
生物種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	197259
遺伝子ID	74568
免疫原	マウスMLKL (Q9D2Y4) のアミノ酸1-53番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9D2Y4
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	氷袋