

抗Mlklウサギポリクローナル抗体 - Q8Nb16

商品番号: CM0023728



前書き

MLKLウサギpAbは、ヒトMLKL（約54 kDa）を標的とするポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適用可能で、マウスおよびラットとの交叉反応性があります。ネクロトーシスおよびプログラム細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLKLウサギpAb
備考/別名	hMLKL; MLKL
種	ヒト
遺伝子ID	197259
免疫原	ヒトMLKL (NP_689862.1) のアミノ酸369-471に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB16
タンパク質分子量	54 kDa
発送	保冷バッグ