


Anti-Mll5/Kmt2E ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q8Izd2

商品番号: CM0028702



前書き

ヒトMLL5（KMT2E）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットMLL5に反応。造血、細胞周期、クロマチン調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLL5 ウサギ pAb
備考／別名	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
種	ヒト
GeneID	55904
免疫原	ヒトMLL5（NP_061152.3）のアミノ酸200-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IZD2
タンパク質分子量	205kDa
発送	保冷バッグ