

WbおよびElisa用Anti-Mllt1/Enlポリクローナル抗体 - Q03111

商品番号: CM0022966



前書き

ヒトMLLT1/ENL（YEATSドメインクロマチンリーダー）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。クロマチンおよび白血病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLLT1 Rabbit pAb
備考/別名	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4298
遺伝子ID	4298
免疫原	ヒトMLLT1 (NP_005925.2) のアミノ酸190-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q03111
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ