


抗Mllt3/Af9 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42568

商品番号: CM0005596



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗MLLT3/AF9ウサギモノクローナル抗体です。ヒトMLLT3/AF9に特異的に反応します。MLLT3/AF9はスーパーエロンゲーション複合体に存在するクロマチンリーダーで、転写調節と造血幹細胞の維持に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLLT3/AF9 ウサギmAb
別名	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4300
GeneID	4300
免疫原	組換えタンパク質[ヒトMLLT3/AF9 (NP_004520.2)のアミノ酸1～150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42568
タンパク質分子量	63kDa
発送	氷袋