


Anti-Mlst8 ポリクローナル抗体 - Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応 - Q9Bvc4

商品番号: CM0014603



前書き

mTORC1およびmTORC2のサブユニットであるMLST8 (GbetaL/mLST8) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。栄養シグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLST8 ウサギpAb
備考/別名	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8
種	ヒト
遺伝子ID	64223
免疫原	ヒトMLST8 (NP_001186103.1) のアミノ酸1-326に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BVC4
タンパク質分子量	36kDa
発送方法	氷袋梱包