


Anti-MLst8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Bvc4

商品番号: CM0016819



前書き

ノックダウン（KD）検証済みのウサギポリクローナル抗体で、MLST8 (GbetaL, mLST8) を標的とします。ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。細胞の増殖と生存シグナル伝達に不可欠なmTOR複合体のサブユニットであるMLST8を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] MLST8 Rabbit pAb
備考/別名	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [KD Validated] MLST8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64223
GeneID	64223
免疫原	組換えタンパク質[ヒトMLST8 (NP_001186103.1) のアミノ酸1-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BVC4
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスパック