


Wb、Elisa用抗Mlycdポリクローナル抗体 - O95822

商品番号: CM0021201



前書き

ヒトMLYCD（マロニルCoAデカルボキシラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。脂肪酸代謝およびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MLYCDウサギpAb
備考／別名	MCD; MLYCD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23417
GeneID	23417
免疫原	ヒトMLYCD（NP_036345.2）のアミノ酸40～190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O95822
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ