


Wb、Elisa用 抗Mmp1ウサギモノクローナル抗体 - P03956

商品番号: CM0006753



前書き

ヒトMMP1（コラーゲナーゼ）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。細胞外マトリックス分解研究およびIVDアッセイ開発のための主要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP1ウサギmAb
備考／別名	CLG; CLGN; MMP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4312
GeneID	4312
免疫原	ヒトMMP1 (NP_002412.1) のアミノ酸93-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P03956
タンパク質分子量	54kDa
輸送	保冷バッグ