


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mmp10 ウサギ ポリクローナル抗体 - P09238

商品番号: CM0026594



前書き

ヒトMMP10（ストロメリシン-2、SL-2、STMY2）に対するウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞外マトリックス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP10 ウサギ pAb
備考/別名	SL-2; STMY2; MMP10
種特異性	ヒト
GeneID（ヒト）	4319
GeneID	4319
免疫原	合成ペプチド ヒトMMP10（NP_002416.1）のアミノ酸237-476に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09238
タンパク質分子量	54kDa
発送条件	氷袋