

抗Mmp11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P24347

商品番号: CM0028467

前書き

ヒトMMP11（ストロメリシン3、マトリックスメタロプロテアーゼ11）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸239-

488番を標的としており、上皮悪性腫瘍の進展に関与することが知られています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP11 Rabbit pAb
備考／別名	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4320
GeneID	4320
免疫原	ヒトMMP11 (NP_005931.2) のアミノ酸239-488番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24347
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	氷袋梱包