


## 抗Mmp12ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P39900

商品番号: CM0023831



### 前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAで実証済みのMMP12ウサギポリクローナル抗体です。標的はマクロファージメタロエラスターゼで、組織リモデリングとエラスチン分解に関与しています。炎症研究や細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                         |
|------------|-------------------------------------------|
| 製品名        | MMP12 ウサギ pAb                             |
| 別名         | ME; HME; MME; MMP-12; MMP12               |
| 種          | ヒト                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4321                                      |
| 遺伝子ID      | 4321                                      |
| 免疫原        | 合成ペプチド (ヒトMMP12のアミノ酸200-300番、NP_002417.2) |
| 起源         | ウサギ                                       |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                 |
| 用途         | WB, IF/ICC, ELISA                         |
| 交差反応性      | ヒト, マウス, ラット                              |
| SWISS      | P39900                                    |
| タンパク質分子量   | 54kDa                                     |
| 発送         | 氷袋                                        |