


Wb、Elisa用抗Mmp13モノクローナル抗体 - P45452

商品番号: CM0008001



前書き

WB、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルMMP13抗体。ヒトMMP13（コラゲナーゼ3）、SWISS P45452を認識し、マウスとの交差反応性を有します。細胞外マトリックスの分解および骨発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP13ウサギmAb
備考／別名	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4322
GeneID	4322
免疫原	ヒトMMPI3（NP_002418.1）のアミノ酸104～272に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P45452
タンパク質分子量	54 kDa
配送	保冷剤