


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mmp13ウサギモノクローナル抗体 - P45452

商品番号: CM0002750



前書き

ヒトMMP13（コラゲナーゼ3）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。細胞外マトリックスの分解、骨の発達、癌浸潤の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP13 ウサギ mAb
備考/別名	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13
種	ヒト
GeneID	4322
免疫原	合成ペプチド（ヒトMMP13 (P45452) のアミノ酸350-450に対応する配列の合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P45452
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ