


Anti-Mmp14 ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, If-P, Elisa 用 - P50281

商品番号: CM0025669



前書き

MMP14

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスにおいてWB, IF/ICC, IF-P,

ELISAでの使用が検証されています。ECMリモデリングと細胞遊走に参与する66kDaの膜型マトリックスメタロプロテアーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP14 Rabbit pAb
備考/別名	MMP-14; MMP-XI; MT-MMP; MTIMMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4323
GeneID	4323
免疫原	ヒトMMP14 (NP_004986.1) のアミノ酸21～538の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P50281
タンパク質分子量	66kDa
発送方法	保冷剤