


Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Mmp14/Mt1-Mmp モノクローナル抗体 - P50281

商品番号: CM0003304



前書き

ヒトMMP14/MT1-MMPを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP14/MT1-MMP Rabbit mAb
備考/別名	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4323
遺伝子ID	4323
免疫原	ヒトMMP14 (P50281) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50281
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋