


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mmp14/Mt1-Mmp ウサギポリクローナル抗体 - P50281

商品番号: CM0030110



前書き

MMP14/MT1-

MMPを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMMP14に反応し、コラーゲン分解、細胞遊走、Notchシグナル経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP14/MT1-MMP ウサギ pAb
備考/別名	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4323
GeneID	4323
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50281
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ