


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mmp16ウサギポリクローナル抗体 - P51512

商品番号: CM0016509



前書き

ヒトMMP16（MT3-MMP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスと交差反応します。標的は細胞外マトリックスの分解および血管リモデリングに関与する膜型マトリックスメタロプロテアーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP16ウサギpAb
備考/別名	MMP-X2; C8orf57; MT-MMP2; MT-MMP3; MT3-MMP; MMP16
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4325
GeneID	4325
免疫原	ヒトMMP16（NP_005932.2）の290～565アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51512
タンパク質分子量	70 kDa
輸送	保冷バッグ