


Anti-Mmp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P08253

商品番号: CM0006484



前書き

ヒトMMP2（72 kDa type IV collagenase、gelatinase A、CLG4）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMMP2を検出します。血管新生、腫瘍浸潤、およびマトリックスリモデリングの研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP2 Rabbit mAb
備考/別名	CLG4; MMP2
種	ヒト
遺伝子ID	4313
免疫原	ヒトMMP2（NP_004521.1）のアミノ酸451-660に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08253
タンパク質分子量	74 kDa
配送	氷袋