


Wb、Elisa用 抗Mmp2 ウサギモノクローナル抗体 - P08253

商品番号: CM0002812



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗MMP2ウサギモノクローナル抗体。血管新生や腫瘍浸潤に関与する分泌メタロプロテアーゼであるヒト、マウス、ラットのMMP-2と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP2 ウサギmAb
備考/別名	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4313
GeneID	4313
免疫原	合成ペプチド：ヒトMMP2（P08253）のアミノ酸500～600番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08253
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷剤