


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mmp2 ウサギ ポリクローナル抗体 - P08253

商品番号: CM0029299



前書き

CamelBioのMMP2ウサギpAb

(P08253)は、WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適したポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのMMP2を検出します。血管新生、組織リモデリング、腫瘍浸潤の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP2 ウサギ pAb
備考/別名	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
種	ヒト
遺伝子ID	4313
免疫原	ヒトMMP2 (NP_004521.1) のアミノ酸451-660に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08253
タンパク質分子量	74kDa
輸送	アイスバッグ