

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Mmp20 ウサギポリクローナル抗体 - O60882

商品番号: CM0029160



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのMMP20ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。標的は歯エナメル質形成に参与するエナメル質メタロプロテアーゼです。歯科および骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP20 ウサギ pAb
備考/別名	A12A2; MMP-20; MMP20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9313
免疫原	ヒトMMP20 (NP_004762.2) のアミノ酸108-310に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60882
タンパク質分子量	54kDa
輸送	氷袋