

Anti-Mmp25 ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q9Npa2

商品番号: CM0022553

前書き

ウサギ由来ヒトMMP25に対するポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。プロテアーゼおよび細胞外マトリックス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP25 ウサギ pAb
備考/別名	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
種	ヒト
遺伝子ID	64386
免疫原	ヒトMMP25 (NP_071913.1) のアミノ酸321-539番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPA2
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤